

CARLA

LiD
Eclairage Lighting 

NOUVEAU



Petite lampe à LED très compacte qui offre un éclairage localisé et précis.

LED 4,2W

La version longue (123 cm) offre une utilisation confortable surtout lorsque la lampe est fixée sur un fauteuil.

EN OPTION :


Sur pied télescopique lesté (60/100 cm), Etau simple, étau universel, étau pour rail, bras mural articulé (2x40 cm).



Watts	4,2W
Kelvins	4500° K
Lumens	420 lm
Longévité des LED	50 000 heures minimum
Indice rendu de couleur (IRC)	95
Longueur de câble	3 mètres
Isolation	Classe II
Couleurs disponible	Blanc / Noir
Tête de lampe cotes	60 x 95 cm
Base de lampe cote	69 x 69 x 60 mm
Entraxe (4 trous base de lampe)	54,5 mm

RÉFÉRENCES		
	Interrupteur classique	Interrupteur sans contact
Flexible 65 cm	LEDB0650	LEDB0650-ISC
Flexible 100 cm	LEDB0900	LEDB0900-ISC
Flexible 123 cm	LEDB1200	LEDB1200-ISC

Distance	Lux	Diamètre éclairé
30 cm	20 000	10 cm
50 cm	7 000	13 cm
100 cm	1 700	20 cm



En version "bras long"
(123 cm)

Dispositif médical classe I /
Fabrication française / Garantie 3 ans



FRITSCH Medical
La Dermatologie est notre spécialité

www.fritsch-medical.fr

5 rue de la Fontaine 67490 Gottesheim - France

Appelez-nous au : (+33) 03 88 91 47 70

E-mail : contact@fritsch-medical.fr