

HEPTA

LiD
Eclairage Lighting 

NOUVEAU



Lampe d'examen à LED et de petite chirurgie très polyvalente, puissante et d'une maniabilité optimale grâce à sa poignée ergonomique.

LED 7W

Cette lampe est destinée à tous les domaines médicaux : médecine générale, dermatologie, podologie, gynécologie...

L'option interrupteur-variateur permet de régler l'intensité lumineuse pour un confort d'utilisation optimal et personnalisé.

EN OPTION :


Sur pied télescopique lesté (60/100 cm), Etau simple, étau universel, étau pour rail, bras mural articulé (2x40 cm).



Sur pied télescopique lesté

Watts	7W
Kelvins	4500° K
Lumens	980 lm
Longévité des LED	50 000 heures minimum
Indice rendu de couleur (IRC)	95
Longueur de câble	3 mètres
Isolation	Classe II
Couleurs disponibles	Blanc / Noir
Tête de lampe cotes	110x 100 cm
Base de lampe cote	69 x 69 x 115 mm
Entraxe (4 trous base de lampe)	54,5 mm
Entraxe (4 trous base de lampe)	54,5 mm

RÉFÉRENCES			
	Interrupteur classique	Interrupteur variateur	Interrupteur sans contact
Flexible 65 cm	LED07651	LED07651V	LED07651-ISC
Flexible 114 cm	LED071001	LED071001V	LED071001-ISC

Distance		Lux	Diamètre éclairé
30 cm		130 000	10 cm
50 cm		60 000	13 cm
100 cm		18 000	20 cm

Dispositif médical classe I /
Fabrication française / Garantie 3 ans



FRITSCH Medical
La Dermatologie est notre spécialité

www.fritsch-medical.fr

5 rue de la Fontaine 67490 Gottesheim - France

Appelez-nous au : (+33) 03 88 91 47 70

E-mail : contact@fritsch-medical.fr