

Lampe à LED esthétique et à l'encombrement minimal, la tête de lampe est constituée d'un profilé aluminium avec vitre de protection.

## LED 17W

Elle émet une lumière vive et blanche proche de celle du jour.  
Elle permet l'éclairage homogène d'une vaste surface.


### EN OPTION :

Sur pied télescopique lesté (60/100 cm), Etau simple, étau universel, étau pour rail, bras mural articulé (2x40 cm).



Watts	<b>17W</b>
Kelvins	4500° K
Lumens	1680 lm
Longévité des LED	50 000 heures minimum
Indice rendu de couleur (IRC)	95
Longueur de câble	3 mètres
Isolation	Classe II
Couleurs disponible	Blanc / Noir
Profilé aluminium, diamètre 25 cm, longueur 50 cm, 12 LED	
Base de lampe cote	69 x 69 x 115 mm
Entraxe (4 trous base de lampe)	54,5 mm

Distance	Lux	Diamètre éclairé
30 cm	30 000	45 x 30 cm
50 cm	15 000	70 x 60 cm
100 cm	5 000	90 x 80 cm



RÉFÉRENCES			
	Interrupteur classique	Interrupteur variateur	Interrupteur sans contact
Flexible 65 cm	LED00400	LED00400V	LED00400-ISC
Flexible 100 cm	LED01400	LED01400V	LED01400-ISC

Dispositif médical classe I /  
Fabrication française / Garantie 3 ans



**FRITSCH Medical**  
La Dermatologie est notre spécialité

**www.fritsch-medical.fr**

5 rue de la Fontaine 67490 Gottesheim - France

Appelez-nous au : (+33) 03 88 91 47 70

E-mail : [contact@fritsch-medical.fr](mailto:contact@fritsch-medical.fr)