

REBORN

LIGHTFECTIVE

**Die optimale Energiequelle
für die nicht-invasive
Reduktion von fetthaltigen
Ablagerungen**



ReBorn™ verwendet die innovative «Power LED»-Technologie, eine neue Art von Lichtquellen, die hunderte Male stärker sind als normale LEDs. Power LEDs emittieren IR mit einer Wellenlänge von 940 nm, die eine optimale Wärmeabsorption in den Zielfettzellen ermöglicht, was zur Apoptose dieser Zellen führt und zu einer lokalisierten Reduktion der Fettpolster führt.



Der effektive Behandlungsbereich von ReBorn™ ist 250% bis 440% größer als der mit einem Laser abgedeckte Bereich.

ReBorn™ deckt also einen größeren Behandlungsbereich gleichmäßiger und umfassender ab.

Es ist eine ideale Lösung für Behandlungen zum Abbau von Fettansammlungen, bei denen eine kontinuierliche, gleichmäßig verteilte und über einen längeren Zeitraum abgegebene Energie erforderlich ist.



CE medical

FRITSCH Medical
Die Dermatologie ist unsere Spezialität!

www.fritsch-medical.fr

REBORN

LIGHTFECTIVE

EFFEKTIVE REDUKTION VON FETTANSAMMLUNGEN

Komfort & Sicherheit

Das ReBorn-Behandlungsprotokoll™ umfasst 2-3 schmerzfreie 35-minütige Behandlungssitzungen im Abstand von 4 bis 8 Wochen.

Die ersten Ergebnisse sind 6 bis 8 Wochen nach der Behandlung sichtbar.

Die endgültigen Ergebnisse sind nach etwa 12 Wochen sichtbar.



Abdomen



Oberschenkel



Rücken



Arm



Spezifikationen :

Typ	Power LED
Wellenlängen	940 nm (Infrarot)
Breite des Impulses	CW
Bereich für die Verarbeitung	70 x 50 mm
Anzahl der Applikatoren	4
Max. Energiedichte	1,4W/cm ²
Max. Ausgangsleistung	196W
Höhe (ausgeklapptes Bedienfeld)	131,5 cm
Höhe (eingeklapptes Bedienfeld)	105 cm
Breite	35 cm
Tiefe	52,5 cm
Gewicht	40 kg

FRITSCH Medical
Die Dermatologie ist unsere Spezialität!

www.fritsch-medical.fr

5 rue de la Fontaine 67490 Gottesheim - France

Rufen Sie uns einfach an: +33 (0)3 88 91 47 70

E-mail : contact@fritsch-medical.fr