

**La source d'énergie optimale pour la réduction non-invasive des amas graisseux**



ReBorn™ utilise la technologie innovante « Power LED », un nouveau type de sources lumineuses des centaines de fois plus puissantes que les LEDs normales. Les Power LEDs utilisent l'I.R. à 940 nm de longueur d'onde, qui permet une absorption optimale de la chaleur dans les cellules adipeuses ciblées, ce qui entraîne l'apoptose de ces cellules et conduit à une réduction localisée des amas graisseux.



**La zone de traitement efficace de ReBorn™ est 250 % à 440 % plus grande que celle obtenue avec une source laser.**

ReBorn™ couvre donc une plus grande zone de traitement, de manière plus uniforme et plus complète.

C'est une solution idéale pour les traitements de réduction des amas graisseux, qui nécessitent une énergie continue, uniformément répartie et délivrée sur une période longue.



## REDUCTION EFFICACE DES AMAS GRAISSEUX

Confort & Sécurité

Le protocole de traitement ReBorn™ comprend 2-3 séances de traitement sans douleur de 35 minutes, espacés de 4 à 8 semaines.

Les premiers résultats sont visibles 6 à 8 semaines après le traitement.

Les résultats définitifs seront visibles après environ 12 semaines.

Pas de consommables



## Spécifications :

Type	Power LED
Longueur d'onde	940 nm (infrarouge)
Largeur d'impulsion	CW
Zone de traitement	70 x 50 mm
Nombre d'applicateurs	4
Max. densité d'énergie	1,4W/cm <sup>2</sup>
Max. puissance de sortie	196W
Hauteur (panneau de controle déployé)	131,5 cm
Hauteur (panneau de controle plié)	105 cm
Largeur	35 cm
Profondeur	52,5 cm
Poids	40 kg