

DERMOSCOPIE



Les dermatoscopes ATON se distinguent par une excellente combinaison de fiabilité, de qualité, d'ergonomie et de design, tout en étant extrêmement simples et intuitifs à utiliser.

Ces instruments ont été conçus pour répondre aux diverses exigences des professionnels du domaine, offrant une solution à chaque besoin clinique spécifique.

Il existe trois versions pour répondre aux besoins de chacun :



Contenu coffret :

- Dermatoscope **ATON 1000 LITE**
- Câble de charge de type USB-C
- 5 cover cups

ATON 1000 Lite

Une lentille achromatique de 25 mm avec un grossissement de 10x, qui garantit des images nettes et sans aberrations chromatiques. L'éclairage est géré par un système de 42 LEDs, dont 28 sont polarisées et 14 sont lumière du jour avec une intensité réglable sur 3 niveaux.

CARACTERISTIQUES :

- Grossissement : 10 fois
- Diamètre de la lentille : 25 mm
- Mise au point réglable
- Lentille graduée
- Eclairage 42 LEDs
 - 14 LEDs polarisées, 28 LEDs, lumière du jour
- 3 niveaux d'intensité lumineuse
- Batterie rechargeable - **8 heures d'autonomie**
- Dimensions 150 x 60 x 41 cm
- **GARANTIE : 5 ans** pour l'appareil, 1 an pour la batterie, les LEDs et les accessoires



Contenu coffret :

- Dermatoscope **ATON 1000 Plus**
- Câble de charge de type USB-C
- Adaptateur universel pour Smartphone
- Ecran de protection pour le transport
- 25 cover cups

ATON 1000 Plus

La particularité de l'ATON 1000 Plus réside dans son système d'éclairage amélioré, qui rajoute des LEDs ambrées aux LEDs polarisées et non polarisées traditionnelles. Cela permet une meilleure évaluation des structures vasculaires et des pigments, fournissant des détails cruciaux pour un diagnostic précis. Avec un total de 56 LEDs, l'intensité lumineuse est réglable sur 5 niveaux.

CARACTERISTIQUES :

- Grossissement : 10 fois
- Diamètre de la lentille : 25 mm
- Mise au point réglable
- Lentille graduée
- Eclairage 56 LEDs
 - 14 LEDs polarisées, 28 LEDs lumière du jour, 14 LEDs ambre
- 5 niveaux d'intensité lumineuse
- Batterie rechargeable - **12 heures d'autonomie**
- Dimensions 150 x 60 x 41 cm
- **GARANTIE : 7 ans** pour l'appareil, la batterie et les LEDs et 1 an pour les accessoires



CE medical

FRITSCH Medical
La Dermatologie est notre spécialité

www.fritsch-medical.fr

DERMOSCOPIE



Idéal pour les cabinets de dermatologie et les centres spécialisés, ce dermatoscope intègre un éclairage multispectral innovant, qui combine un éclairage lumière du jour, ambre et double UV.



ATON 1000 Pro^{XL}

ATON 1000 Pro XL se distingue par l'utilisation d'une lentille de 32 mm, nettement plus grande que celle du modèle standard. Ce diamètre accru permet d'examiner des lésions plus importantes en un seul coup d'œil, réduisant ainsi le temps d'analyse.

CARACTERISTIQUES :

- Grossissement : 10 fois
- Diamètre de la lentille : 32 mm
- Mise au point réglable
- Lentille graduée
- Eclairage 70 LEDs
14 LEDs polarisées, 28 LEDs lumière du jour, 14 LEDs ambre, 14 LEDs UV
- 5 niveaux d'intensité lumineuse
- Batterie rechargeable - 15 heures d'autonomie
- **GARANTIE : 7 ans** pour l'appareil, la batterie et les LEDs et 1 an pour les accessoires

Contenu coffret :

- Dermatoscope **aton 1000 Plus**
- Câble de charge de type USB-C
- Adaptateur universel pour Smartphone
- Coffret de protection pour le transport
- Ecrin en cuir pour ceinture
- 50 cover cups



	ATON 1000 Lite	ATON 1000 Plus	ATON 1000 Pro XL
Grossissement	10x	10x	10x
Diamètre de la lentille	25 mm	25 mm	32 mm
Éclairage LEDs	42 LEDS	56 LEDS	70 LEDS
LEDs lumière du jour	28 LEDS	28 LEDS	28 LEDS
LEDs polarisées	14 LEDS	14 LEDS	14 LEDS
LEDs ambrées	NON	14 LEDS	14 LEDS
LEDs UV 405	NON	NON	8 LEDS
LEDs UV 365	NON	NON	6 LEDS
Autonomie de la batterie	Jusqu'à 8 heures	Jusqu'à 12 heures	Jusqu'à 15 heures
Adaptateur smartphone	En option	Inclus	Inclus
Cover cups	5 cover cups inclus	25 cover cups inclus	50 cover cups inclus
GARANTIE	5 ans : Dermatoscope, 1 an : batterie, LEDs, accessoires	7 ans : Dermatoscope, batterie, LEDs, 1 an : accessoires	7 ans : Dermatoscope, batterie, LEDs, 1 an : accessoires



FRITSCH Medical
La Dermatologie est notre spécialité

www.fritsch-medical.fr

5 rue de la Fontaine 67490 Gottesheim - France

Appelez-nous au : (+33) 03 88 91 47 70

E-mail : contact@fritsch-medical.fr