

aton 2000 und **aton 1000** sind mit einer Kontaktlinse mit Skala und einem Fokussiering ausgestattet. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 6 Stunden bei Dauerbetrieb. Lieferung inklusive Adapter, der die kombinierte Nutzung mit jedem Smartphone ermöglicht.

Dank eines innovativen Beleuchtungssystems mit achromatischen Linsen, das aus hochwertigsten Materialien hergestellt wird, garantieren wir ein gestochenes scharfes Bild. 5 verschiedene Beleuchtungsmodi ermöglichen die Wahl zwischen unpolarisiertem Licht, polarisiertem Licht, bernsteinfarbenem Licht oder einer Kombination aus diesen.

aton 2000

Eigenschaften:

- Vergrößerung: 10-fach
- Durchmesser der Linse: 32 mm
- 22 LEDs zur Beleuchtung
- 3 Helligkeitsstufen (weiß/polarisiert/bernsteinfarben)
- Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku 1000 mAh
- 3-6 Stunden Akkulaufzeit
- USB-C



Lieferumfang:

- Dermatoskop **aton 2000** • Ladekabel vom Typ USB-C • Netzstecker
- Universaladapter für Smartphones • Magnetischer Adapter • Schutzhülle für den Transport • Reinigungstuch für Objektiv

aton 1000

Eigenschaften:

- Vergrößerung: 10-fach
- Durchmesser der Linse: 25 mm
- 16 LED-Beleuchtung.
- 3 Helligkeitsstufen (weiß/polarisiert/bernsteinfarben)
- Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku 1000 mAh
- 3-6 Stunden Akkulaufzeit
- USB-C



Lieferumfang:

- Dermatoskop **aton 1000** • Ladekabel vom Typ USB-C • Netzstecker
- Universaladapter für Smartphones • Magnetischer Adapter • Schutzhülle für den Transport • Reinigungstuch für Objektiv

aton 600



aton 600 verwandelt Ihr Smartphone in ein leistungsstarkes Dermatoskop, denn das Beleuchtungssystem mit HI-LEDs ermöglicht eine optimale polarisierte und nicht polarisierte Beleuchtung, die sich ganz einfach per Knopfdruck auswählen lässt.

Die hochwertige achromatische Linse verfügt über ein großes Sichtfeld, das die Arbeit an großen Läsionen ermöglicht.

Lieferumfang:

- Dermatoskop aton 600
- Ladekabel vom Typ USB-C
- Universaladapter für Smartphones
- Schutzhülle für den Transport
- Reinigungstuch für Objektiv

Eigenschaften:

- Vergrößerung: 10-fach
- 12 LED-Beleuchtung
2 Helligkeitsstufen (weiß/polarisiert)
- Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku 200 mAh
- 3-6 Stunden Akkulaufzeit
- USB-C
- Gewicht 69 Gramm.
- Maße: Durchmesser 59 mm, Dicke 35 mm

Smartphone-Hülle



Smartphon e-Adapter



Kameraadapter

