

La dermatoscopie n'a jamais été aussi PRO

Indispensable pour le dépistage des cancers cutanés

La reconnaissance précoce des cancers de la peau est inconcevable sans un dermoscope de haute qualité.

Principaux avantages :

- Nouvelles LEDs de haute qualité LED^{HQ}
- Fonction color SHIFT, adapte la couleur de l'éclairage à vos habitudes
- Travail sans reflets ni éblouissements grâce à la polarisation
- Une simple pression permet de passer d'un mode d'éclairage polarisé à un mode d'éclairage non polarisé et inversement
- Luminosité selon besoins : 3 niveaux d'intensités lumineuses
- Grossissement : 10 fois
- Pas de contamination croisée : embout de contact gradué autoclavable
- Accumulateur avec technologie li-ion : pas d'effet mémoire, chargement sans avoir à se soucier de l'état de charge

Le DELTA 30 PRO est livré avec :

- Embout de contact gradué
- Chargeur USB-C
- Boîte de protection pour le transport



EN OPTION :

- Embout de contact pour les endroits difficiles d'accès
- HEINE "distance" Bague de distance de travail
- Chargeur de table
- Adaptateur universel pour smartphones

Des améliorations en profondeur avec le repositionnement des LED^{HD} :

Les LED^{HD} ont été repositionné sur le nouveau HEINE DELTA 30 PRO. Ainsi, la lumière atteint les couches profondes de la peau et donne une impression extrêmement volumique et spatiale des lésions, semblable à une image 3D.




Conventionnel




DELTA 30 PRO

HEINE colorSHIFT :


La fonction HEINE colorSHIFT est une véritable nouveauté mondiale qui vous permet d'adapter la couleur de l'éclairage à vos propres habitudes et à la situation d'examen. Tout simplement pour que notre instrument s'intègre encore mieux dans votre flux de travail.




Blanc chaud



Blanc neutre



Blanc froid



Blanc bleu

La bague de travail HEINE diSTANCE :

Grâce à sa grande stabilité, la bague de travail permet d'examiner et de manipuler sans contact toute modification cutanée sous grossissement. La distance reste toujours constante, les ouvertures latérales permettent d'introduire des instruments, de marquer des lésions, d'enlever des corps étrangers, etc.
Le dermatoscope n'entre pas en contact avec la peau du patient.



Adaptateur Smartphone Universel

Avec l'adaptateur smartphone universel HEINE, vous pouvez utiliser de manière flexible pratiquement tous les smartphones, indépendamment du système d'exploitation (Android, Windows).

Vous avez donc besoin d'un DELTA 30 ou DELTAone, d'un smartphone et de l'adaptateur approprié (pour DELTA 30 ou DELTAone).

