

# LUMINIS 2

**CANFIELD**  
VISIOMED dermoscopy

**NOUVEAU**

## Indispensable pour le dépistage des cancers cutanés

La reconnaissance précoce des cancers de la peau est inconcevable sans un dermoscope de haute qualité.

LUMINIS 2 est le seul dermoscope portable qui vous offre le spectre chromatique de la lumière du jour.

Des composants optiques de haute qualité et la gestion électronique nouvellement développée garantissent une qualité d'image standardisée indispensable pour le dépistage des cancers cutanés, la parfaite vision des couleurs, ainsi qu'une manipulation simple et rapide.

### Principaux avantages :

- Dermoscope à main intelligent Haut de Gamme
- Grossissement 10x
- Pas de déformations - Grand champ de vision
- Eclairage "lumière du jour" standardisé par LEDs de couleur
- Touche pour éclairage latéral (mise en valeur des reliefs)
- Touche pour basculer entre les modes d'éclairage polarisé et non polarisé pour des examens plus rapides
- Adaptateurs magnétiques
- Station de recharge stable et batterie de grande capacité
- Recharge possible par port USB

Optique de précision

Sélecteur d'éclairage latéral

Port USB

Poignée ergonomique

Charge de la station de base

Sélecteur d'intensité

Basculez entre les modes d'éclairage polarisé et non polarisé pour des examens plus rapides

**FRITSCH Medical**  
La Dermatologie est notre spécialité

[www.fritsch-medical.fr](http://www.fritsch-medical.fr)

# LUMINIS 2

## Eclairage "Lumière du Jour" avec spectre complet

**LUMINIS 2**, contrôlé par microprocesseur, émet une lumière standardisée, proche de la lumière naturelle, qui permet une parfaite reconnaissance des couleurs, quelque soit le niveau de charge de la batterie.

## Une touche pour passer du mode polarisé au mode non-polarisé

- Touche de renforcement des rouges pour les examens en lumière polarisée ou pour mieux voir les vaisseaux.
- En utilisant la fonction à polarisation croisée, la peau peut être examinée sans reflets et sans liquides d'immersion, d'où un gain de temps appréciable.

## Ajustement dioptrique

l'optique peut être adaptée à votre vue. Idéal pour les porteurs de lunettes. Possibilité de rester à 20 cm de l'optique avec l'œil, d'où un examen plus confortable.

## Forme ergonomique

La forme ergonomique du corps du **LUMINIS 2** rend son utilisation confortable à une seule main et facilite l'accès aux boutons du clavier.

## Programmable

L'intensité de la lumière et les autres paramètres définis par l'utilisateur peuvent facilement être programmés en fonction des préférences des examinateurs.

Les paramètres préférés seront mémorisés pour la prochaine utilisation du dermoscope.



## LUMINIS 2 pour le diagnostic des :

- Mélanomes
- Cancers de la peau non-mélanocytaires, comme les carcinomes basocellulaires
- Maladies de la peau avec changements vasculaires
- Maladies parasitaires

