

Serie-1

Tragbares UV-Gerät

Daavlin[®]
Let's Be Clear

Das Gerät ist in 5 Versionen erhältlich: UVB NB-311 Schmalband-Spektrum, UVB Breitband- Spektrum, UVA, UVA1, sowie Blaulicht.



- 1 Die Einheit kann flach aufliegen, aufrecht gestellt werden oder auf der Seite liegend, sodass jeder Bereich des Körpers problemlos behandelt werden kann.
- 2 Der Touchscreen-Controller Clearlink™ von DAAVLIN ist einfach zu bedienen und sorgt mit seiner automatischen Dosimetrie dafür, dass jede Behandlung sicher abläuft.



- 3 Elektronische Vorschaltgeräte und PL-Lampen (U-förmig) tragen dazu bei, dass eine intensive therapeutische Strahlung erzeugt wird.
- 4 Ein spezieller, UV-durchlässiger Acrylschirm schützt die Lampen und bietet eine Oberfläche, auf der Hände oder Füße während der Behandlung bequem ruhen können.
- 5 Eine optionale Gerätehalterung ermöglicht das Drehen der Einheit.



- 6 Aufgrund seines geringen Gewichts und seiner geringen Größe ist das Serie-1 Gerät tragbar und ideal auch für Reisen geeignet.

FRITSCH Medical
Die Dermatologie ist unsere Spezialität!

www.fritsch-medical.fr

Serie-1

Tragbares UV-Gerät

Daavlin[®]
Let's Be Clear

Das Serie-1 Therapiegerät ist ein kleines, kompaktes und leistungsstarkes, tragbares Gerät, das für die Behandlung von lokalisierten Körperbereichen für Privatpersonen oder professionelle Anwender entwickelt wurde.



Komfort

Das Daavlin-1-Serie Gerät kann flach aufliegen, was die Behandlung der Hände komfortabel macht. Ein spezieller UV-durchlässiger Acrylschirm schützt die Lampen und bietet eine große Behandlungsfläche.

TECHNISCHE DATEN :

Behandlungsbereich	23,5 x 45,7 cm
Länge	55,2 cm
Breite	24,7 cm
Tiefe	8,9 cm
Gewicht	4,1 Kg
Verfügbare Spannungen	110-120V & 220-240 V
UV-Röhren	PL 36 W

Bequemlichkeit

Das Series-1 Gerät kann auch vertikal an seinem Ende oder auf der Seite positioniert werden, um das Gesicht oder andere lokalisierte Bereiche des Körpers zu behandeln. Da es extrem leicht und tragbar ist, lässt sich die Series-1 zu Hause oder im Büro leicht bewegen und eignet sich perfekt für Reisen.



FRITSCH Medical
Die Dermatologie ist unsere Spezialität!

www.fritsch-medical.fr

5 rue de la Fontaine 67490 Gottesheim - France

Rufen Sie uns einfach an: +33 (0)3 88 91 47 70

E-mail : contact@fritsch-medical.fr