

Serie M

Hand-Fuß-UV-Geräte

Daavlin
Let's Be Clear

2 individuelle, kombinierbare UV-Einheiten zur UVA oder UVB-311nm-Behandlung von Händen und Füßen

Die neuen 36 Watt/PL-Röhren mit hoher Strahlungsintensität ermöglichen eine schnelle und effektive Behandlung sowohl der Ober- als auch der Unter-Flächen von Händen und Füßen. Automatische Dosimetrie (J/cm^2) mit integriertem echtzeitdosimetrie Sensor.



Haube zur Vermeidung von Streustrahlung. Sie kann für den vertikalen Einsatz des Geräts entfernt werden.

Auswahl der Lampen nach Ihrer Wahl: UVA, UVA1 oder UVB Schmalband.

Die Therapie mit den Geräten der Serie M kann in die SmartTouch-Software™ integriert werden, die die gesamte Phototherapie eines Patienten steuert und dokumentiert.

Ein optionaler Tisch mit Rollen nimmt zwei Serie-M Einheiten auf. Beide Einheiten ermöglichen die gleichzeitige Behandlung von Händen und Füßen.

Die Hände oder Füße ruhen auf einer Acrylplatte, die den direkten Kontakt mit den Lampen verhindert und einfache Reinigung ermöglicht.



Eine programmierbare Sperrfunktion verhindert die unbefugte Benutzung. Wenn sie aktiv ist, gibt der Benutzer einen Code für das Gerät ein.

TECHNISCHE DATEN:

Höhe (mit Abdeckung)	33 cm	Behandlungsbereich	41,9 x 45,1 cm
Breite	51,4 cm	Spannung	220-240 V
Tiefe	55,9 cm	Steckdose	Standard-Steckdose
Größe des Rollwagens	66 x 66 x 85 cm	Gewicht pro Einheit	21,8 Kg



FRITSCH Medical
Die Dermatologie ist unsere Spezialität!

www.fritsch-medical.fr

5 rue de la Fontaine 67490 Gottesheim France

Rufen Sie uns einfach an: +33 (0)3 88 91 47 70

E-mail: contact@fritsch-medical.fr