

Série M

Appareils UV Mains-Pieds

Daavlin
Let's Be Clear

2 unités UV individuelles, combinables, pour le traitement UVA ou UVB des mains et des pieds.

Les nouveaux tubes 36 Watt/PL de forte irradiance permettent un traitement rapide et efficace, tant des faces palmaires/plantaires que dorsales des mains et des pieds.
Dosimétrie automatique (J/cm^2) avec capteur intégré.



Capot évitant des irradiations involontaires. Il peut être retiré pour une utilisation verticale de l'appareil.

Lampes aux choix : UVA, UVA1 et UVB à bande étroite.

Possibilité d'intégration au logiciel SmartTouch gérant l'ensemble du centre de photothérapie.

Une table optionnelle avec roulettes accueille deux séries M.

Les deux unités traitent en simultanée les mains et des pieds.

Les mains ou les pieds reposent sur une plaque acrylique qui empêche tout contact direct avec les lampes et facilite le nettoyage.



Une fonction de verrouillage programmable empêche toute utilisation non autorisée. Lorsqu'elle est activée, l'utilisateur doit entrer un code pour faire fonctionner l'appareil.

DONNÉES TECHNIQUES :

Hauteur (avec capot)	33 cm	Zone de traitement	41,9 x 45,1 cm
Largeur	51,4 cm	Tension disponible	110-120 V & 220-240 V
Profondeur	55,9 cm	Prise électrique	prise standard
Dimensions de la table	66 x 66 x 85 cm	Poids	21,8 Kg



FRITSCH Medical
La Dermatologie est notre spécialité

www.fritsch-medical.fr

5 rue de la Fontaine 67490 Gottesheim France

Appelez-nous au : (+33) 03 88 91 47 70

E-mail : contact@fritsch-medical.fr