

# Serie-7

## UVB-NB (311nm), UVA

Daavlin<sup>®</sup>  
Let's Be Clear



Das Gerät der Serie-7 wurde speziell entwickelt, um eine Ganzkörperbehandlung auf kleinem Raum zu ermöglichen.



- Die 7er-Serie ist so konzipiert, dass sie in Konfigurationen mit 8, 10 oder 12 Lampen betrieben werden kann.
- Als Lampentypen stehen UVA, schmalbandiges (311nm) UVB oder breitbandiges UVB zur Verfügung.
- Das Steuerungssystem funktioniert entweder als Zeitschaltuhr oder mit einem eingebauten Dosimeter.
- Daavlins Touchscreen-Controller ClearLink™ ist intuitiv bedienbar und garantiert die Sicherheit der Behandlung und die Einhaltung des vom Arzt verordneten Therapieplans.
- **Zugangscodes:**  
Eine programmierbare Sperrfunktion verhindert die unbefugte Nutzung. Geräte mit Dosimetrie zeigen auch die Bestrahlungsstärke in mW/cm<sup>2</sup> an.
- 2 Gelenkplatten umschließen jede Körperhälfte und lassen sich zum Schutz der Lampen herunterklappen, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
- Für Privatpersonen wird das Gerät nur auf ärztliche Verschreibung verkauft.



Serie-7 mit 4 Paneelen, die zum Schutz der Lampen zusammengeklappt werden können.



**FRITSCH Medical**

Die Dermatologie ist unsere Spezialität!

[www.fritsch-medical.fr](http://www.fritsch-medical.fr)

5 rue de la Fontaine 67490 Gottesheim - France

Rufen Sie uns einfach an: +33 (0)3 88 91 47 70

E-mail : [contact@fritsch-medical.fr](mailto:contact@fritsch-medical.fr)

# Serie-7

## UVB-NB (311nm), UVA

Daavlin<sup>®</sup>  
Let's Be Clear



### Dosimetrie ClearLink™ von Daavlin

Die Geräte der Serie-7 sind mit der ClearLink™-Dosimetrie von Daavlin ausgestattet. Der ClearLink™ Touchscreen-Controller funktioniert entweder als einfache Zeitschaltuhr oder als integriertes Dosimeter mit kontinuierlicher Bestrahlungsmessung und der Möglichkeit, einen Therapieplan zu verfolgen, der vom Arzt auf einem USB-Stick erstellt wird.



### TECHNISCHE DATEN:

#### 4 ELEMENTE

Behandlungsbereich	(83.8 cm x 178.4 cm)
Höhe	189.2 cm
Breite	100.3 cm
Tiefe (Füße nicht inbegriffen)	16.5 cm
Gewicht (je nach Konfiguration)	48-58.5 Kg
Verfügbare Spannungen	110-120V & 220-240 V

Alle Angaben sind ca. Werte

**FRITSCH Medical**

Die Dermatologie ist unsere Spezialität!

[www.fritsch-medical.fr](http://www.fritsch-medical.fr)

5 rue de la Fontaine 67490 Gottesheim - France

Rufen Sie uns einfach an: +33 (0)3 88 91 47 70

E-mail : [contact@fritsch-medical.fr](mailto:contact@fritsch-medical.fr)