

iQuest

PROMOTAL®

NOUVEAU

Le divan programmable à hauteur variable qui améliore votre confort et celui de vos patients.

Principaux avantages :

ÉGALITÉ DE TRAITEMENT

Examinez l'ensemble de vos patients avec la même aisance :

- 1 position d'accueil et sortie patient à 46 cm
- Mouvements électriques doux et sécurisés.
- Accueil jusqu'à 250 Kg
- Confort optimal avec la sellerie LOUNGE (option)

EFFICACITÉ

Fluidifiez votre examen grâce :

- Aux mouvements 2 fois plus rapides
- Au positionnement intuitif du patient sur la sellerie LOUNGE (option)
- Aux mouvements autonomes, 1 impulsion suffit à la mise en position
- A la commande intuitive et sa position d'accueil patient déjà paramétrée

ERGONOMIE D'USAGE

Changez les positions sans aucun effort

- Divan tout électrique : hauteur, dossier, proclive/déclive
- Hauteur variable de 46 à 95 cm
- 2 positions 100% paramétrables
- Commandes intuitives, intégrées au dossier du divan (modèle LOUNGE).



Position haute

95 cm

Position décline

Position examen

Position proclive

Position Accueil

46 cm



FRITSCH Medical
La Dermatologie est notre spécialité

www.fritsch-medical.fr

iQuest

PROMOTAL®


NOUVEAU

Revenez rapidement à vos habitudes d'examen avec le divan d'examen iQuest

Le divan d'examen iQuest vous permet d'enregistrer vos 2 positions préférées pour la pratique de l'acte médical.

Vous changez les positions du divan sans aucun effort avec les commandes intuitives, intégrées au dossier du divan de l'iQuest :

- Une position Accueil déjà programmée.
- 1 impulsion suffit à la mise en position.
- Divan tout électrique : Hauteur, dossier, proclive/déclive.
- Une hauteur variable de 46 à 95 cm.
- 100% paramétrables.
- Des mouvements 2 fois plus rapides.



3 modèles - 3 besoins

iQuest

Standard

Réf.3050-40

Avec roues escamotables

Réf.3050-50

Sellerie largeur 65 cm

Réf.3050-65

Sellerie largeur 75 cm

Réf.3050-75

iQuest

Lounge

Réf.3055-20

iQuest

Hospitalier

Réf.3050-60



Examinez l'ensemble de vos patients avec la même aisance

- La position d'accueil "patient à 46 cm", ainsi que la position "dossier relevé" pour un meilleur appui, permettra à vos patients de s'installer en toute sérénité.
- Le divan iQuest a été conçu pour pouvoir accueillir des patients jusqu'à 250 Kg et assure un confort optimal avec la sellerie Lounge (selon modèle).
- Mouvements électriques doux et sécurisés.
- Une sellerie grand confort sur le modèle Lounge.
- Une sellerie plate.
- Une version hospitalière avec des roues de 125 mm dont une directionnelle.

	Sellerie	Dossier électrique	Roues	Proclive Déclive	Prog.	Vitesse x2	Capacité de charge
3050-40	Plate	X		X	X	X	250
3050-50	Plate	X	X	X	X	X	250
3055-20	Lounge	X	X	X	X	X	250
3050-60	Plate	X	125	X	X	X	250



De nombreux accessoires pour répondre aux besoins :

Barrières - Rails - Batterie - Enroule câble - Roues antistatiques - Tige porte sérum
Coupe circuit - Poignées de poussée etc...

www.fritsch-medical.fr

5 rue de la Fontaine 67490 Gottesheim France

Appelez-nous au : (+33) 03 88 91 47 70

E-mail : contact@fritsch-medical.fr



FRITSCH Medical
La Dermatologie est notre spécialité